

2022 透析品質管理繼續教育研討會

主辦單位：高雄長庚醫院內科部腎臟科、台灣透析技術學會

協辦單位：為恭醫療財團法人為恭紀念醫院內科部腎臟科

日期：111年04月24日（星期日）

地點：為恭紀念醫院信義院區 16樓會議室
（苗栗縣頭份市信義路128號）

- 一、課程對象：醫師、護理師、醫檢師。
- 二、名額：120位，因為座位有限，額滿截止。
- 三、課程費用：會員:100元、非會員:300元。
- 四、學分認證：
 1. 護理人員繼續教育績分（衛生福利部申請中）
 2. 透析人員繼續教育積分1次（腎臟醫學會申請中）
 3. 醫檢師學分（衛生福利部申請中）
- 五、報名方式：請事先於台灣透析技術學會網站(<http://www.tsdt.org.tw>)報名，統一線上報名。
 1. 會員係指「台灣透析技術學會」之本會會員
 2. 報名需上台灣透析技術學會網站個別報名，多人報名時，繳費可以採取集體劃撥，在劃撥單備註欄註記名單即可。
 3. 報名成功及繳費後,可由網站列印收據。
 4. 若不克參加課程，請於2022/03/23前完成退費申請，逾期不予辦理。退費時會*扣除郵局手續費2次(進15、出30)共45元(以匯入匯出扣除-集體繳費或退費則扣除15+30)

上午研習課程表：(必修)

時間	主題	主持人/主講人
07:40~08:00	簽到	
08:00~08:10	長官致詞	陳振文 院長
08:10~09:10	新一代血液透析治療 之發展與臨床效益	鄭玉堂 主任
09:10~10:10	血管通路與高輸出性心臟衰竭	翁啟峰 主任
10:10~10:30	Coffee Break	
10:30~11:30	腎性貧血新知	高銘聰 主任

11：30~12：00	非血液透析室透析用水安全標準 (含加護病房、急診室、隔離病房)	蔡佳璋 醫檢師
12：00~	討論	

備註：

1. 上午場課程提供(第一~三節)電子檔，蔡佳璋老師這節課則不提供電子檔。若有需要講義之學員，可請本會代為印製(需自費)。
2. 有需要代訂購影印講義之學員，可於報名網業上做登記。

● 課程之學員代訂購(講義)：

一律採用線上登記，<https://forms.gle/baLdc7R3MwTFcjQB8>



3. 請於會場簽到時繳交代訂費用。代訂作業，可開立，各分類收據(講義)，收據範本為【免用統一發票收據】，需請本會代訂作業之學員，報名時請註明勾選，於當天【恕無法開立收據】！

主持人資歷現職：

陳振文 醫師 恭醫療財團法人為恭紀念醫院院長

講師資歷現職(依授課順序排列)：

鄭玉堂 主任 東元醫療社團法人東元綜合醫院血液透析室
 翁啟峰 主任 中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管外科
 高銘聰 主任 中港澄清醫院腎臟科
 蔡佳璋 醫檢師 臺大醫院綜合診療部血液淨化科血液透析室

注意事項：

1. 報到時請攜帶身分證明文件或相關證件，以利上課證明上傳衛生署醫事人員繼續教育積分、及台灣腎臟醫學會登錄上課積分；未攜帶證件不接受報到，亦不接受集體報到及他人代替報到。
2. 恕不接受電話及現場報名。
3. 提供茶水，不提供紙杯，響應環保請自備環保杯。
4. 課程進行中請將手機關機或轉為震動。
5. 簽到時間為早上上課前後 20 分鐘內。參與課程人員需確實簽到(上午 08：40 前)，逾時則不予報到；簽退(中午 12：30 後)，始給予積分認證。

6. 後測作業及活動滿意度問卷。
7. 本院或會議中心不提供免費停車。
8. 為了節能減碳，會後請自行上網查詢積分，不額外發紙本證明。(1個月後請查詢學分登錄，如沒有登錄請來電告知，進行補登)。
9. 電子郵件地址(E-mail 請一定要留自己的信箱，以方便系統回覆)。
10. 可於現場當天再加入「台灣透析技術學會」為本會會員。

★防疫期間為保護你我防疫安全，當天所有人員請務必配合以下事項，未配合者嚴禁入場：(與會者誠實通報主辦單位)

1. 攜帶健保卡。
2. 量體溫及全程戴口罩、使用乾洗手。
3. 有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ；額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$)、呼吸道症狀或腹瀉。
4. 有國外旅遊史。(落實 14 天居家檢疫，如出現任何疑似症狀及有身體不適者，請勿前往現場)
5. 座位採間隔坐。

交通資訊&相關地圖：

【信義院區】	苗栗縣頭份市信義路 128 號 總機：037-676811 掛號專線： 037-676818~9、 037-672311~2
【仁愛大樓】	苗栗縣頭份市仁愛路 116 號 電話：037-676811
【復健大樓】	苗栗縣頭份市仁愛路 125 號 電話：037-676811
【東興院區】	苗栗縣頭份市水源路 417 巷 13 號 電話：037-676811
【急診中心】	電話：037-676811 轉 88511 或 88513

